



HISOPADO ANAL SERIADO - TEST DE GRAHAM

Las muestras se recogen durante 6 días por la mañana ,utilizando cada día una porción de gasa estéril.

Modo de recolección

De mañana, antes de ir al baño o de higienizarse, tomar una gasa, humedecerla apenas en agua corriente y pasar por la superficie externa del orificio anal unas 5 veces.

Colocar la gasa utilizada en el frasco provisto (contiene formol).

Tapar el frasco y conservarlo a temperatura ambiente en lugar fresco.

Repetir estos pasos durante 6 días consecutivos, utilizando una gasa nueva por día.

Recomendaciones

No usar pomadas, supositorios ni talco durante estos 6 días.

El material no debe presentar restos de materia fecal.